



App Visual TEAF

Herramienta de apoyo al diagnóstico del TEAF

Disponible para Android, iOS y como PWA



Descarga la App en menos de un minuto

Elige la versión adecuada para tu dispositivo. Escanea el código BIDI con la cámara de tu móvil o pulsa el enlace.

ANDROID

Google Play Store

Para dispositivos Android



Escanea el código BIDI con tu móvil

— o —

[Abrir en Play Store](#)

iOS

Apple App Store

Para iPhone y iPad



Escanea el código BIDI con tu móvil

— o —

[Abrir en App Store](#)

PWA

Versión Web (PWA)

Cualquier navegador moderno



Escanea el código BIDI con tu móvil

— o —

app.visualteaf.com

Instalar la versión PWA paso a paso

iPhone / iPad (Safari)

1. Abre Safari y entra en app.visualteaf.com
2. Pulsa el botón Compartir (icono ) en la barra inferior
3. Selecciona "Añadir a pantalla de inicio"
4. Confirma con "Añadir": el icono de Visual TEAF aparecerá en tu pantalla

Android (Chrome)

1. Abre Chrome y entra en app.visualteaf.com
2. Pulsa el menú (:) en la esquina superior derecha
3. Elige "Instalar aplicación" o "Añadir a pantalla principal"
4. Confirma con "Instalar" para usar la App como nativa

Consejo la PWA no ocupa espacio adicional, se actualiza sola y funciona también sin conexión tras el primer uso. Es la forma más rápida si no quieres pasar por las tiendas.